


使い捨て不織布マスク

高密度フィルター使用 3層構造不織布マスク

ウイルス濾過効率99%以上
国際的な品質基準に適合
CE・GB-32610-2016



※今回納品する商品の不織布保護層の色は白となります。品質は全く同じです。

| | |
|----------|-------------------------------------|
| 素材 | 本体： |
| | ポリプロピレン（内側層・外側層） メルトブローン不織布（中間層） |
| | 耳ひも部： |
| | ポリウレタン |
| ノーズピース： | |
| 汎用樹脂被覆金属 | |

| | |
|---------|---------|
| 構造 | 3層立体構造 |
| 横 | 17.5cm |
| 縦 | 9.5cm |
| ノーズクリップ | 8.0cm以上 |

使用上の注意

●本品は使い切りタイプです。洗濯による再使用はできません。●本品は有害な粉塵、ガス等を防ぐ目的には使用できません。●乳幼児の手の届くところには置かないでください。●皮膚に異常がある場合や、異常があらわれた場合には使用を止めてください。●着用中、において気分が悪くなった場合には使用を止めてください。

販売ロット/価格/納期について


| ロット | 単価(税別) |
|---------------|--------|
| 1万枚未満 | 60円/枚 |
| 1万～100万枚未満 | 50円/枚 |
| 100万～500万枚未満 | 48円/枚 |
| 500万～1000万枚未満 | 46円/枚 |
| 1000万枚～ | 45円/枚 |

注文ロット：1,600枚～(50枚/箱×32セット)

納期：ご入金確認後2～3週間

※価格・注文ロットは4月27日時点であり、材料価格の変動により変更となる可能性もございます。※貴社への配送費用が別途かかります。※中国からの輸入商品であり、現地の輸出検閲の都合上、納期に影響が出る可能性があります。※商品は輸入元であるクロスオーバー(株)（東京都千代田区）から貴社に直送し、転売商品ではありません。※納期を早めるために商品は箱入りではなく、50枚が1袋に入った形状です。

KN95マスク



- アメリカのN95マスクの基準に準じた性能
- 5層構造で0.3 μmサイズの微粒子を捕捉
- 空気感染源を捕集し、呼吸器感染のリスクを低減

CE認証



FDA認証



| | |
|---------|---------------------------|
| 保守効率 | 95%以上 |
| 素材 | ポリプロピレン (メルトブローン製の不織布) |
| 構造 | 4層構造 |
| 横 | 105mm |
| 縦 | 155mm |
| ノーズクリップ | あり |

使用上の注意

- 本品は使い切りタイプです。洗濯による再使用はできません。
- 本品は有害な粉塵、ガス等を防ぐ目的には使用できません。
- 乳幼児の手の届くところには置かないください。
- 皮膚に異常がある場合や、異常があらわれた場合には使用を止めてください。
- 着用中、において気分が悪くなった場合には使用を止めてください。

販売ロット/価格/納期について

注文ロット：1,000枚～

納期：ご入金確認後2～3週間

| KN95 ロット | 単価(税別) |
|------------|--------|
| 1000～1万枚未満 | 350円/枚 |
| 1万～3万枚未満 | 330円/枚 |
| 3万～5万枚未満 | 300円/枚 |
| 5万枚～ | 280円/枚 |

※価格は4月27日時点であり、材料価格の変動により変更となる可能性もございます。※貴社への配送費用が別途かかります。※中国からの輸入商品であり、現地の輸出検閲の都合上、納期に影響が出る可能性があります。※商品は輸入元であるクロスオーバー(株)(東京都千代田区)から貴社に直送し、転売商品ではありません。※納期を早めるために商品は簡易包装となります。

医療用防護服

一体型防護服（保護タイプ）

全身を保護します。病原菌の蔓延、交差感染、自己感染を防ぐ効果的のに効果的な防護服です。



用途：外来、病棟、診察室などに適し、隔離・保護の役割を果たします。

特徴：高密度、強力バリア、抗菌、非粘着性、防水性、通気性

| 商品名 | 一体型防護服 | | サイズ | ワンサイズ |
|------|---------|-------------|-----------|--------|
| 生地 | SF防護服素材 | | カラー | 白 |
| 柔らかさ | 柔らかい | 柔らかめ | 平均 | 柔らかくない |
| 弾性 | なし | 微弾性 | 弾性 | 超弾性 |
| 厚み指数 | 薄い | やや薄い | 適度 | 厚い |

つなぎ型の防護服です。高密度複合不織布による通気性フィルム、主に医療用防護服の製造に使用される材料を使用しています。多層テクノロジー複合材料、効率的なバクテリア分離、血液分離、静電気防止、抗アルコールなど標準の絶縁ジャケットより高いです。

出厂检测报告

报告日期: 2020年2月15日 报告编号: 20200215

| 序号 | 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|-----------------------|--|------|------|
| 1 | 2.1 外观 | 产品应平整, 无明显斑点、无污渍、无破洞、无异常气味和异味。 | 符合要求 | 合格 |
| 2 | 2.2.1 抗渗水性 | 关键部位静水压应不低于1.67kPa(17cm H ₂ O)。 | 符合要求 | 合格 |
| 3 | 2.2.2 透隔量 | 材料透隔量应不小于2500g(m ² ·d)。 | 符合要求 | 合格 |
| 4 | 2.2.3 抗合成血液穿透性 | 抗合成血液穿透性应不低于表1中2级的要求。 | 符合要求 | 合格 |
| 5 | 2.2.4 表面抗菌性 | 外表面沾水等级应不低于3级的要求。 | 符合要求 | 合格 |
| 6 | 4.7 过滤效率(%) [关键部位] | 检验检测结果不低于70% | 符合要求 | 合格 |

结果判定: 合格

备注: 检验: 吴桂芳 复核: []

使用上の注意

- 本品は使い切りタイプです。洗濯による再使用はできません。
- 本品は有害な粉塵、ガス等を防ぐ目的には使用できません。
- 乳幼児の手の届くところには置かないください。
- 皮膚に異常がある場合や、異常があらわれた場合には使用を止めてください。
- 着用中、においで気分が悪くなった場合には使用を止めてください。

販売ロット/価格/納期について

納期：ご入金確認後2～3週間

| 防護服種類 | 単価(税別) | 最低ロット |
|--------------|--------|---------|
| 医療用一般防護服 | 3,200円 | 10,000着 |
| ICU・オペ用特別防護服 | 4,800円 | 10,000着 |

※価格は4月19日時点であり、材料価格の変動により変更となる可能性もございます。※貴社への配送費用が別途かかります。※中国からの輸入商品であり、現地の輸出検閲の都合上、納期に影響が出る可能性があります。※商品は輸入元であるクロスオーバー(株)(東京都千代田区)から貴社に直送し、転売商品ではありません。

アイソレーションガウン



医療機関の外来、病棟、検査室等でご使用いただける不織布ガウンです

- 静水圧1.67kPa
- 透湿性2500g/(m²・d)
- 外来診療所、医療機関の研究所で一般的にご使用いただけます。

| | |
|-----|----------------------------------|
| 主原料 | A：不織布 B：ポリエステル ※デザイン・性能は同等です。 |
| 利用 | 使い捨て |
| カラー | ブルー |
| サイズ | フリーサイズ |



鹏神医联（江门）医学科技有限公司
出厂检测报告 报告编号：20200416
报告日期：2020年04月16日

| 产品名称 | 隔离衣 | | | |
|------|--------------------|---|-----------|------|
| 规格型号 | 成人型 | | | |
| 送检部门 | 质控中心 | 生产批号 | 202004001 | |
| 生产数量 | 380000 | 检测数量 | 475 | |
| 生产日期 | 20200415 | 检测日期 | 20200416 | |
| 检测位置 | Y Y/T 0596.1—2005 | | | |
| 检测内容 | 出厂检测项目 | | | |
| 序号 | 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
| 1 | 2.1 外观 | 产品应平整、无明显疵点、无污痕、无破洞、无异常气味和异味。关键部位静水压力不低于1.67kPa(17cm H ₂ O)。 | 符合要求 | 合格 |
| 2 | 2.2.1 抗渗水性 | 材料透湿量应不小于2500g/(m ² ·d)。 | 符合要求 | 合格 |
| 3 | 2.2.2 透湿量 | 材料透湿量应不小于2500g/(m ² ·d)。 | 符合要求 | 合格 |
| 4 | 2.2.3 缝合或压差穿透性 | 缝合或压差穿透性应不低于表中1中2的要求。 | 符合要求 | 合格 |
| 5 | 2.2.4 表面抗湿性 | 外表面防水等性能应不低于3级的要求。 | 符合要求 | 合格 |
| 6 | 4.7 过滤效率(%) [关键指标] | 检测检测结果不低于70% | 符合要求 | 合格 |
| 结果判定 | | 合格 | | |
| 备注 | | 复检：李浩 复核：李浩 质检专用章 | | |



使用上の注意

- 本品は有害な粉塵、ガス等を防ぐ目的には使用できません。
- 乳幼児の手の届くところには置かないでください。
- 皮膚に異常がある場合や、異常があらわれた場合には使用を止めてください。
- 着用中、において気分が悪くなった場合には使用を止めてください。

販売ロット/価格/納期について

納期：ご入金確認後2～3週間


| 素材 | 単価(税別) | 最低ロット |
|--------|--------|--------|
| 不織布 | 1,200円 | 5,000枚 |
| ポリエステル | 1,200円 | 5,000枚 |

※価格は4月24日時点であり、材料価格の変動により変更となる可能性もございます。※貴社への配送費用が別途かかります。※中国からの輸入商品であり、現地の輸出検閲の都合上、納期に影響が出る可能性があります。※商品は輸入元であるクロスオーバー(株)(東京都千代田区)から貴社に直送し、転売商品ではありません。

医療用フェイスシールド



1. 国際認証取得
2. BOPET医療用隔膜使用
3. 完全飛沫保護
4. 抗菌性に優れています
5. ヘッド部のサイズ調整可能
6. 角度を上下に自由に調整
7. マイナスイオンを発生し、顔周辺の空気を浄化
8. 通気性のあるデザインでより快適に着用
9. 高度な曇り止め性能
10. 超高透明度
11. 厚みのある保護シールド
12. シールド取外し可能



使用上の注意

- 本品は有害な粉塵、ガス等を防ぐ目的には使用できません。
- 乳幼児の手の届くところには置かないください。
- 皮膚に異常がある場合や、異常があらわれた場合には使用を止めてください。
- 着用中、において気分が悪くなった場合には使用を止めてください。

販売ロット/価格/納期について

納期：ご入金確認後2～3週間

| 商品 | 単価(税別) | 最低ロット |
|---------------|--------|-------|
| ヘッド1個+シールド10枚 | 4,480円 | 500個 |
| ヘッド単体 | 580円 | 5000個 |
| シールド単体 | 390円 | 5000個 |

※価格は4月19日時点であり、材料価格の変動により変更となる可能性もございます。※貴社への配送費用が別途かかります。※中国からの輸入商品であり、現地の輸出検閲の都合上、納期に影響が出る可能性があります。※商品は輸入元であるクロスオーバー(株) (東京都千代田区) から貴社に直送し、転売商品ではありません。

輸入
販売元

クロスオーバー株式会社

東京都千代田区飯田橋2-11-10
山田ラインビルⅢ 9階
<https://cross-o.jp/>

電話 050-3188-1899
(平日10時～18時)

FAX 03-6380-4572

メール info@cross-o.jp

担当 藤原 (ふじわら)



Cross Over
クロスオーバー株式会社

発注書

下記の注意事項をよくご確認くださいお申し込みください。

- ※ お申込みを確認した後、ご請求書を発行いたします。代金は輸入元であるクロスオーバー株式会社の指定口座にお支払いください。支払条件は「前金払」とさせていただきます。
- ※ 転売目的のご購入は固くお断りします。
- ※ 納期はご入金確認から約2～3週間ですが、現地の輸出検閲の都合上、納期に影響が出る可能性があります。
- ※ 送料は別途頂戴致します。

| | 品目 | 数量 | 単価(税別) | 小計(税別) |
|---|----------------|-------|--------|--------|
| 注文数量 単価 小計 を税別で ご記入く ださい | 3層構造不織布マスク | 枚 | 円 | 円 |
| | KN95マスク | 枚 | 円 | 円 |
| | 医療用使い捨て防護服 | 枚 | 円 | 円 |
| | アイソレーションガウン | 枚 | 円 | 円 |
| | フェイスシールド | | | |
| | トヘッド1個+シールド10個 | セット | 円 | 円 |
| | トヘッド単体 | 個 | 円 | 円 |
| | シールド単体 | 個 | 円 | 円 |
| 事業所名 | | ご担当者名 | | |
| 住所 | 〒 | | | |
| 電話番号 | | FAX | | |
| メールアドレス | | | | |

- ※ ご記入頂いた情報は、クロスオーバーからの各種連絡・情報提供のために利用することがあります。
- ※ 製品により最小発注ロットが異なりますのでご注意ください。
- ※ 発注数によって単価が変わってまいります。詳細は弊社HPまたは各製品資料にてご確認ください。

【ご署名・ご捺印欄】ご発注の際には下記太枠内にご署名・ご捺印をお願いいたします。

上記内容及び物品売買契約約款 (<https://cross-o.jp/sales-terms/>) に同意し、発注します。

下記の番号までFAXをお送りください【受付時間】平日9:00～18:00(土日・祝休)

FAX:03-6380-4572

ご注文の流れ



発注書に注文商品数と必要事項をご記入の上、
FAXかメール(PDF)にて送付ください。

FAX：03-6380-4572

メール：info@cross-o.jp

発注を受領しましたらご請求書を返送させていただきます。
ご請求書に記載の振込先にご入金ください。

ご入金確認後、約2～3週間でご指定のご住所へ配送いたします。
※基本的に東京都千代田区からの発送となります。
遠方、離島へのお届けは+2～3日見ていただければと思います。

よくあるご質問

Q. 代引きなどでの購入はできないか？

A. 弊社も小さな会社ですので、工場にすべての発注をかける分の費用を用意することは難しく、出来たとしても発注分すべてをまかなえる費用は用意できません。そのため、皆様に前払いでご入金いただいております。何卒事情をご理解いただけますと幸いです。

Q. マスク詐欺などが横行しているが、本当に届くのか不安

A. お気持ちお察しします。すでに同様の被害のお話は他社様からも聞いてはおりますが、弊社では県庁や商工会議所、医療機関への販売実績がすでにございます。工場からも滞りなく商品は順次届いておりますのでご安心ください。

Q. 国内でこれだけマスクや防護服が無いと問題になってる中でなぜ用意できるのか？

A. クロスオーバー株式会社は長年越境ECに携わってきた経緯で、中国の工場と繋がりを持っており、今回の新型コロナウイルスの件を受け、医療関連製品の増産・拡販活動をすることができます。日本国内にはなくても海外にはあるのです。それを持ってこれる縁があるので、少しでも困ってる人を救えたらと考えております。

Q. もう少し安くないか？

A. 申し訳ございません。ほとんど価格はのせておりませんし、素材価格が高騰する中、本来の弊社の業務を止めて作業にあたっております。何卒ご理解の程、よろしく願いいたします。